



ARTISTIC



VISION 3D ARTISTIC

Paint- on Ceramic System



consists of a variety of coordinated components for the refinement and finalization of ceramic restorations. This finishing system is ideally matched to zirconium and lithium disilicate materials.

With a small space requirement and monolithic crowns and bridges, natural effects such as translucency, chroma, halo, mamelons, enamel cracks, opalescence and fluorescence can be achieved quickly and efficiently.

Indication:

Used for tooth reconstruction from single-tooth restorations to framework-supported bridges made out of lithium disilicate and zirconia. Sculptur masses can be applied in a layer thickness of 0.1-0.4 mm over the individually painted surface.

For detailed instructions, please refer to the technical manual (<https://wohlwend-ag.com>).

- Universal application
- 3D layering effect
- Individual incisal effects
- Fluorescent masses
- Increase of the chroma
- Color brightening
- Simple and economical handling
- Reliable, reproducible results
- 8 Gingiva Stains & 4 Gingiva Sculpture Masses

VISION 3D ARTISTIC

Paint- on Ceramic System



besteht aus einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten für die Veredelung und Fertigstellung von Keramikrestorationen. Dieses Veredelungssystem ist ideal auf Zirkonium- und Lithium-Disilikat-Materialien abgestimmt. Bei geringem Platzbedarf und monolithischen Kronen und Brücken können natürliche Effekte wie Transluzenz, Chroma, Halo, Mamelons, Schmelzrisse, Opaleszenz und Fluoreszenz schnell und effizient erzielt werden.

Indikation:

Zur Zahnrekonstruktion von Einzelzahnversorgungen bis hin zu gerüstgestützten Brücken aus Lithiumdisilikat und Zirkoniumdioxid. Sculptur Massen können in einer Schichtstärke von 0,1-0,4 mm auf die individuell bemalte Oberfläche aufgetragen werden. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte der technischen Anleitung (<https://wohlwend-ag.com>).

- Universelle Anwendung
- 3D-Schicht-Effekt
- Individuelle Inzisal-Effekte
- Fluoreszierende Massen
- Erhöhung des Chroma
- Farbaufhellung
- Einfache und wirtschaftliche Handhabung
- Zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse
- 8 Gingiva-Malfarben & 4 Gingiva-Skulptur-Massen





Assortments / Sortiment

770 VISION-3D ARTISTIC ASSORTEMENT

Shade: A, B, C, D,	3g
Stain: White, Honey, Olive, Redbrown, Darkbrown, Red, Pink, Violet, Blue, Sky, Grey	3g
Sculptur: Clear, Incisal, Opal, Artic-blue	5g
Mamelon: Ivory	3g
Glaze: Fluor. Glaze	5g
Fluid: Artistic Fluid	25ml

771 VISION-3D ARTISTIC GINGIVA ASSORTEMENT

Stain: Softpink, Pink, Rose, Rubin, Cherry, Purple, Caribbean, Brasil	3g
Sculptur: Magnolia, Pink, Lightred, Darkred	5g
Glaze: Gingiva Glaze	5g
Fluid: Artistic Fluid	25ml

REFILL- SHADE

740 Vision-3D Artistic Shade A	3g
741 Vision-3D Artistic Shade B	3g
742 Vision-3D Artistic Shade C	3g
743 Vision-3D Artistic Shade D	3g

REFILL- STAIN

744 Vision-3D Artistic Stain White	3g
745 Vision-3D Artistic Stain Honey	3g
746 Vision-3D Artistic Stain Olive	3g
747 Vision-3D Artistic Stain Redbrown	3g
748 Vision-3D Artistic Stain Darkbrown	3g
749 Vision-3D Artistic Stain Red	3g
750 Vision-3D Artistic Stain Pink	3g
751 Vision-3D Artistic Stain Violet	3g
752 Vision-3D Artistic Stain Blue	3g
774 Vision-3D Artistic Stain Sky	3g
753 Vision-3D Artistic Stain Gray	3g
754 Vision-3D Artistic Mamelon Ivory	3g
744 Vision-3D Artistic Stain White	3g
745 Vision-3D Artistic Stain Honey	3g
746 Vision-3D Artistic Stain Olive	3g
747 Vision-3D Artistic Stain Redbrown	3g
748 Vision-3D Artistic Stain Darkbrown	3g
749 Vision-3D Artistic Stain Red	3g
750 Vision-3D Artistic Stain Pink	3g
751 Vision-3D Artistic Stain Violet	3g
752 Vision-3D Artistic Stain Blue	3g
774 Vision-3D Artistic Stain Sky	3g
753 Vision-3D Artistic Stain Gray	3g

REFILL- GLAZE

755 Vision-3D Artistic Flour Glaze	5g
782 Vision-3D Artistic Gingiva Glaze	5g

REFILL-SCULPTUR

760 Vision-3D Artistic Sculptur Clear	5g
761 Vision-3D Artistic Sculptur Incisal	5g
762 Vision-3D Artistic Sculptur Opal	5g
763 Vision-3D Artistic Sculptur Artic-Blue	5g

REFILL- STAIN- GINGIVA

775 Vision-3D Artistic Stain Cherry	3g
776 Vision-3D Artistic Stain Softpink	3g
777 Vision-3D Artistic Stain Purple	3g
778 Vision-3D Artistic Stain Caribbean	3g
779 Vision-3D Artistic Stain Brasil	3g
780 Vision-3D Artistic Stain Rubin	3g
781 Vision-3D Artistic Stain Rose	3g
775 Vision-3D Artistic Stain Cherry	3g

REFILL- SCULPTUR- GINGIVA

785 Vision-3D Artistic Sculptur Pink	5g
786 Vision-3D Artistic Sculptur Lightred	5g
787 Vision-3D Artistic Sculptur Darkred	5g
788 Vision-3D Artistic Sculptur Magnolia	5g
785 Vision-3D Artistic Sculptur Pink	5g
786 Vision-3D Artistic Sculptur Lightred	5g

REFILL- FLUID

769 VISION ARTISTIC FLUID	25ml
---------------------------	------



WOHLWEND AG, Dental Manufaktur
 Platta 52 FL-9488 Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein
 Phone: +423 373 4243, Fax: +423 373 4244
 info@wohlwend-ag.com, www.wohlwend-ag.com
www.facebook.com/wohlwendagcom